

SEDURO PREMIUM

PL: Instrukcja montażu

EN: Installation manual

CZ: Návod na montáž

DE: Montageanleitung

RU: Инструкции по установке


PL: Siedzisko prysznicowe

EN: Shower seat

CZ: Sprchové sedátko

DE: Duschsitz

RU: Сиденье для душа



Max 160 kg

PL: WAŻNE!

Przed rozpoczęciem montażu uważnie przeczytaj instrukcję. Zanim rozpoczniesz montaż dokładnie sprawdź swój produkt. Zamontowanie produktu z widoczną wadą lub niezgodnie z instrukcją, powoduje utratę gwarancji.

EN: IMPORTANT NOTES!

Read the instructions carefully before commencing assembly. Before starting the assembly, check carefully your product. Installation of the product with a visible defect or not according to the instruction, will void the warranty.

CZ: DŮLEŽITÉ!

Před zahájením montáže si pozorně přečtěte návod. Než začnete montáž, pečlivě zkontrolujte svůj výrobek. Montáž výrobku s viditelnou vadou nebo v rozporu s návodem způsobí ztrátu záruky.

DE: Wichtig!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die vorliegende Montageanleitung sorgfältig durch. Vor Beginn der Montage kontrollieren Sie genau Ihr Produkt. Wenn ein Produkt mit einem sichtbaren Mangel bzw. nicht gemäß der Montageanleitung installiert wird, führt dies zum Erlöschen der Garantie.


RU: ВАЖНО!

Перед началом сборки внимательно прочтите инструкции. Прежде чем приступить к сборке тщательно проверьте свой продукт. Установка товара с видимым дефектом или не в соответствии с инструкцией, аннулирует гарантию.



PL: Instalacja wersja A: Montaż siedziska bezpośrednio do ściany
EN: Installation mode A: Install the shower seat directly on wall
CZ: Verze montáže A: Montáž sedátka přímo na stěnu
DE: Montage Version A: Befestigung des Duschsitzes direkt an der Wand
RU: Вариант установки A: Крепление сиденья непосредственно к стене

PL: Rysunek techniczny **DE:** Maßzeichnung
EN: Dimension drawing **RU:** Технический рисунок
CZ: Technický výkres



PL: Lista elementów składowych **DE:** Stückliste
EN: Fittings and parts checklist **RU:** Список компонентов
CZ: Seznam součástí

PL: Rysunek EN: Drawings CZ: Obrázek DE: Abbildung RU: Рисунок	PL: Opis EN: Description CZ: Popis DE: Beschreibung RU: Описание	PL: Specyfikacja EN: Specification CZ: Specifikace DE: Spezifikation RU: Спецификация	PL: Zastosowanie (rodzaj montażu)* EN: Purpose (type of installation)* CZ: Použití (typ montáže)* DE: Anwendung (Art der Befestigung)* RU: Использование (вид монтажа)*	PL: Ilość EN: Quan. CZ: Počet DE: Menge RU: Количество
	PL: Płytki montażowa EN: Hanging board CZ: Montážní deska DE: Montageplatte RU: Монтажная пластинка	235*88*13	PL: Zawieszenie siedziska na ścianie EN: Hanging the shower seat on the wall CZ: Zavěšení sedátka na stěnu DE: Befestigen des Sitzes an der Wand RU: Монтаж сиденья на стене	1
	PL: Kołek rozporowy Fischer EN: Expansion bolt Fischer CZ: Rozpěrná hmoždinka Fischer DE: Spreizdübel Fischer RU: Дюбель Fischer	Φ10*50	PL: Montaż w ścianie EN: Back wall installation CZ: Montáž na stěnu DE: Montage in der Wand RU: Монтаж в стене	4
	PL: Wkręt ST80x70 EN: Screw bolt ST80x70 CZ: Šroub ST80x70 DE: Schraube ST80x70 RU: Резьбовой болт ST80x70	ST8*70	PL: Zamocowanie płytki montażowej na ścianie EN: Fixing the hanging board on the wall CZ: Upevnění montážní desky na stěnu DE: Befestigung der Montageplatte an der Wand RU: Крепление монтажной пластины к стене	4

	PL : Podkładka PL : Washer CZ: Podložka DE: Unterscheibe RU: Подкладка	16*8.5*1.5	PL: Uszczelka między płytką montażową a wkrętem / EN: Gasket between hanging board and screw bolt CZ: Těsnění mezi montážní deskou a šroubem / Upevňovací šroub DE: Dichtung zwischen der Montageplatte und Schraube RU: Прокладка между монтажной пластиной и винтом.	4
	PL: Śróbka mocująca EN: Fixing screw CZ: Upevňovací šroub DE: Befestigungsschraube RU: Крепежный винт	M6*14.3	PL: Przytwierdzenie siedziska na płytce montażowej EN: Fixing the shower seat on hanging board CZ: Připevnění sedátka na montážní desku DE: Befestigung des Sitzes an der Montageplatte RU: Крепление сиденья к монтажной пластине	2
	PL: Klucz imbusowy EN: Hexagon wrench CZ: Imbusový klíč DE: Befestigungsschraube RU: Шестигранный ключ	3*13*56.5	PL: Dokręcenie śrubek mocujących EN: Tightening fixing screws CZ: Upevnění upevňovacích šroubů DE: Anziehen von Befestigungsschrauben RU: Затяжка крепежных винтов	1
	PL: Siedzisko EN: Shower seat CZ: Sedátko DE: Duschsitz RU: Сиденье			1

1.


PL: Jeżeli siedzisko będzie montowane bezpośrednio na ścianie, bez dodatkowego stelaża, należy użyć wkrętów ST8*70. Są one w paczce z akcesoriami przy siedzisku prysznicowym.

EN: If the seat will be installed directly on the wall without additional frame, use screw bolts ST8*70 which are in the accessory bag of the shower seat.

CZ: Pokud budete sedátko montovat přímo na stěnu bez dodatečné konstrukce, použijte šrouby ST8*70. Jsou přiloženy v sáčku s příslušenstvím přiložené v balení sedátka.

DE: Soll der Sitz ohne zusätzlichen Rahmen direkt an der Wand befestigt werden, sind die Schrauben ST8*70 zu verwenden. Sie befinden sich im Zubehörpaket, das dem Duschsitz beiliegt.

RU: Если сиденье нужно закрепить прямо на стене, без дополнительной рамы, используйте шурупы ST8*70. Они поставляются в упаковке с аксессуарами с сиденьем для душа.



2.


PL: Wybierz odpowiednią wysokość dla wygodnej pozycji siedzącej, a następnie oznacz ją na ścianie. Wywierć otwory o $\Phi 10$ mm zgodnie z zaznaczoną pozycją.

EN: Choose the suitable height for a comfortable sitting position and then mark it on the wall. Drill for $\Phi 10$ mm holes according to the position you mark.

CZ: Vyberte vhodnou výšku pro pohodlné sezení a označte ji na stěně. Vyrvejte otvory s $\Phi 10$ mm podle označené polohy

DE: X Passende Höhe für bequeme Sitzposition wählen und an der Wand markieren. $\Phi 10$ mm Löcher entsprechend der markierten Position bohren.

RU: Выберите правильную высоту для удобного положения сидящего, а затем отметьте ее на стене. Сверлите отверстия $\Phi 10$ мм в соответствии с отмеченным положением.



PL: X - Odpowiednia wysokość

EN: X - Suitable height

CZ: X - Přiměřená výška

DE: X - Passende Höhe

RU: X - Адекватная высота

3.


PL: Włóż cztery kołki rozporowe Fischer (dostępne w woreczku z akcesoriami) w miejsce otworów.

EN: Insert four Fischer expansion nuts (available in accessory bag) into the holes.

CZ: Vložte čtyři rozpěrné hmoždinky Fischer (přiložené v sáčku s příslušenstvím) do otvorů.

DE: Vier Fischer Spreizdübel (im Zubehörpack vorhanden) in die Löcher stecken.

RU: Вставьте четыре дюбеля Fischer (имеются в упаковке с комплектующими) в месте отверстия.



5.



PL: Umieść siedzisko prysznicowe na środku płytki montażowej. Siedzisko powinno być stabilnie osadzone na płytce.

EN: Put the shower seat on the middle of the hanging board. Seat should be firmly settled on the plate.

CZ: Sprchové sadátko umístěte do středu montážní desky. Sedátko musí být pevně usazeno na desce.

DE: Duschsitz in der Mitte der Montageplatte platzieren. Der Sitz sollte fest auf der Platte aufliegen.

RU: Установите сиденье для душа в центр монтажной пластины. Сиденье должно плотно сидеть на пластине.




PL: Dokręć mocowanie dwoma śrubkami M6*14,3 za pomocą klucza imbusowego.

EN: Tighten the two M6*14.3 screws with the hexagon wrench.

CZ: Držák upevněte dvěma šrouby M6*14,3 pomocí imbusového klíče.

DE: Die Befestigung mit zwei M6*14,3 Schrauben mit einem Inbusschlüssel anziehen.

RU: Затяните крепление двумя винтами M6*14,3 с помощью шестигранного ключа.



B

PL: Instalacja wersja B: Montaż siedziska ze stelażem Trago

EN: Installation mode B: Install the shower seat with frame Trago

CZ: Verze montáže B: Montáž sedátka s konstrukcí Trago

DE: Montage Version B: Befestigung des Duschsitzes mittels Trago-Rahmen

RU: Вариант установки B: Сборка сиденья с рамой Trago


PL: Rysunek techniczny

DE: Maßzeichnung

EN: Dimension drawing

RU: Технический рисунок

CZ: Technický výkres



PL: Lista elementów składowych

DE: Stückliste


EN: Fittings and parts checklist

RU: Список компонентов

CZ: Seznam součástí

PL: Rysunek EN: Drawings CZ: Obrázek DE: Abbildung RU: Рисунок	PL: Opis EN: Description CZ: Popis DE: Beschreibung RU: Описание	PL: Specyfikacja EN: Specification CZ: Specifikace DE: Spezifikation RU: Спецификация	PL: Zastosowanie (rodzaj montażu)* EN: Purpose (type of installation)* CZ: Použití (typ montáže)* DE: Anwendung (Art der Befestigung)* RU: Использование (вид монтажа)*	PL: Ilość EN: Quan. CZ: Počet DE: Menge RU: Количество
	PL: Płytki montażowa EN: Hanging board CZ: Montážní deska DE: Montageplatte RU: Монтажная пластинка	235*88*13	PL: Zawieszenie siedziska na ścianie EN: Hanging the shower seat on the wall CZ: Zavěšení sedátka na stěnu DE: Befestigen des Sitzes an der Wand RU: Монтаж сиденья на стене	1
	PL: Kotek rozporowy Fischer EN: Expansion bolt Fischer CZ: Rozpěrná hmoždinka Fischer DE: Spreizdübel Fischer RU: Дюбель Fischer	Φ10*50	PL: Montaż w ścianie EN: Back wall installation CZ: Montáž na stěnu DE: Montage in der Wand RU: Монтаж в стене	4
	PL: Wkręt ST80x70 EN: Screw bolt ST80x70 CZ: Šroub ST80x70 DE: Schraube ST80x70 RU: Резьбовой болт ST80x70	ST8*70	PL: Zamocowanie płytki montażowej na ścianie EN: Fixing the hanging board on the wall CZ: Upevnění montážní desky na stěnu DE: Befestigung der Montageplatte an der Wand RU: Крепление монтажной пластины к стене	4
	PL: Podkładka EN: Washer CZ: Podložka DE: Unterlegscheibe RU: Подкладка	16*8.5*1.5	PL: Uszczelka między płytką montażową a wkrętem / EN: Gasket between hanging board and screw bolt CZ: Těsnění mezi montážní deskou a šroubem / DE: Dichtung zwischen der Montageplatte und Schraube RU: Прокладка между монтажной пластиной и винтом.	4
	PL: Śrubka mocująca EN: Fixing screw CZ: Upevňovací šroub DE: Befestigungsschraube RU: Крепежный винт	M6*14.3	PL: Przytwierdzenie siedziska na płytce montażowej EN: Fixing the shower seat on hanging board CZ: Připevnění sedátka na montážní desku DE: Befestigung des Sitzes an der Montageplatte RU: Крепление сиденья к монтажной пластине	2
	PL: Klucz imbusowy EN: Hexagon wrench CZ: Imbusový klíč DE: Befestigungsschraube RU: Шестигранный ключ	3*13*56.5	PL: Dokręcenie śrubek mocujących EN: Tightening fixing screws CZ: Upevnění upevňovacích šroubů DE: Anziehen von Befestigungsschrauben RU: Затяжка крепежных винтов	1
	PL: Siedzisko EN: Shower seat CZ: Sedátko DE: Duschsitz RU: Сиденье			1

PL: Rysunek EN: Drawings CZ: Obrázek DE: Abbildung RU: Рисунок	PL: Opis EN: Description CZ: Popis DE: Beschreibung RU: Описание	PL: Specyfikacja EN: Specification CZ: Specifikace DE: Spezifikation RU: Спецификация	PL: Zastosowanie (rodzaj montażu)* EN: Purpose (type of installation)* CZ: Použití (typ montáže)* DE: Anwendung (Art der Befestigung)* RU: Использование (вид монтажа)*	PL: Ilość EN: Quan. CZ: Počet DE: Menge RU: Количество
	PL: Podkładka EN: Washer CZ: Podložka DE: Unterlegscheibe RU: Подкладка	Φ8. 5*2	PL: Montaż ścienny tylny / boczny EN: Back wall / side wall installation CZ: Montáž na stěnu DE: Wandmontage RU: Монтаж на стене	10
	PL: Śruba M8 EN: Bolt M8 CZ: Šroub M8 DE: Schraube M8 RU: Болт М8	M8 x 25	PL: Montaż ścienny tylny EN: Back wall installation CZ: Montáž na zadní stěnu DE: Wandmontage Hinterseite RU: Настенный монтаж, задний	4
	PL: Śruba M8x60 EN: Bolt M8x60 CZ: Šroub M8x60 DE: Schraube M8x60 RU: Болт М8х60	M8 x 60	PL: Montaż boczny / montaż siedziska EN: Side wall / shower seat installation CZ: Boční montáž / montáž sedátka DE: Seitliche Montage / Duschsitz-Montage RU: боковой монтаж/крепление сиденья	11
	PL: Stalowy kołek rozporowy EN: Steel expansion bolt CZ: Ocelová rozpěrná hmoždinka DE: Stahl-Spreizdübel RU: Стальной расширяющий дюбель		PL: Montaż do podłogi EN: Floor installation CZ: Montáž na podlahu DE: Bodenbefestigung RU: Монтаж на полу	2
	PL: Kołek rozporowy Fischer EN: Expansion bolt Fischer CZ: Rozpěrná hmoždinka Fischer DE: Spreizdübel Fischer RU: Расширяющий дюбель	Φ10 * 50	PL: Montaż ścienny tylny EN: Back wall installation CZ: Montáž na zadní stěnu DE: Wandmontage Hinterseite RU: Настенный монтаж, задний	2
	PL: Wkręt ST80x70 EN: Screw bolt ST80x70 CZ: Šroub ST80x70 DE: Schraube ST80x70 RU: Винт ST80x70	ST80 * 70	PL: Montaż ścienny tylny EN: Back wall installation CZ: Montáž na zadní stěnu DE: Wandmontage Hinterseite RU: Настенный монтаж, задний	2
	PL: Podkładka dociskowa EN: Thicken washer CZ: Upínací podložka DE: Druckscheibe RU: Уплотнительная прокладка	Φ8. 5*1,5	PL: Montaż ścienny tylny EN: Back wall installation CZ: Montáž na zadní stěnu DE: Wandmontage Hinterseite RU: Настенный монтаж, задний	2

	PL: Wspornik mocujący EN: Fixation bracket CZ: Montážní držák DE: Befestigungswinkel RU: Монтажный кронштейн		PL: Montaż ścienny tylny EN: Back wall installation CZ: Montáž na zadní stěnu DE: Wandmontage Hinterseite RU: Крепление к задней стене	2
	PL: Wspornik ścienny regulowany EN: Adjustable wall attaching bracket CZ: Nastavitelný nástěnný držák DE: Wand-Befestigungswinkel verstellbar RU: Настенный кронштейн регулируемый		PL: Montaż ścienny tylny EN: Back wall installation CZ: Montáž na zadní stěnu DE: Wandmontage Hinterseite RU: Настенный монтаж, задний	2
	PL: Rama stelaża EN: frame body CZ: Rám konstrukce DE: Gestellrahmen RU: Рама стеллажа			1

1.


PL: Jeżeli siedzisko będzie montowane wraz ze stelażem podtynkowym, należy użyć wkrętów M8*60. Są one w paczce z akcesoriami przy stelażu Trago.

EN: If the seat will be installed on the concealed frame, use screw bolts M8*60 which are in the accessory bag of the Trago frame.

CZ: Pokud sedátko budete montovat s konstrukcí pod omítkou, použijte šrouby M8*60. Jsou přiloženy v sáčku s příslušenstvím vedle konstrukce Trago.

DE: Soll der Sitz mit einem Unterputz-Rahmen befestigt werden, sind die Schrauben M8*60 zu verwenden. Sie befinden sich im Zubehörpaket, das dem Trago-Rahmen beiliegt.

RU: Если сиденье будет установлено с каркасом скрытого монтажа, используйте винты M8*60. Находятся в комплекте с комплектующими для стеллажа Trago.



2.


PL: Wybierz odpowiednią wysokość dla wygodnej pozycji siedzącej i połącz śrubą M8*25 z podkładką $\Phi 22*8,5*2$ wspornik do montażu na ścianie ze wspornikiem mocującym wspornik mocującym. Dokręć je kluczem.

EN: Choose suitable height for a comfortable sitting position and fix the wall attaching bracket and fixation bracket with bolt M8*25 and washer $\Phi 22*8,5*2$. Tighten them with wrench.

CZ: Vyberte vhodnou výšku pro pohodlné sezení a spojte pomocí šroubu M8*25 s podložkou $\Phi 22*8,5*2$ nástěnný držák s upevňovacím držákem. Utáhněte je klíčem.

DE: Passende Höhe für bequeme Sitzposition wählen und den Wandbefestigungswinkel mittels der M8*25 Schraube und Unterlegscheibe $\Phi 22*8,5*2$ mit dem Befestigungswinkel verbinden. Mit einem Schlüssel festziehen.

RU: Выберите правильную высоту для удобного положения сидящего и соедините с помощью винта M8*25 с шайбой $\Phi 22*8,5*2$ настенный кронштейн с монтажным кронштейном. Затяните их гаечным ключом.



3.


PL: Ustaw wysokość stelaża w wybranej pozycji. Przyłóż stelaż do ściany i zaznacz położenie otworów do wywiercenia.

EN: Adjust the frame height on selected position. Put the frame against the wall and mark the holes position for drill.

CZ: Nastavte výšku stojanu do požadované polohy. Umístěte stojan ke stěně a označte umístění otvorů, které mají být vyvrtány.

DE: Stellen Sie die Höhe des Racks auf die gewünschte Position ein. Platzieren Sie das Gestell an der Wand und markieren Sie die Stelle der zu bohrenden Löcher.

RU: Отрегулируйте высоту стойки до желаемого положения. Приложите стойку к стене и отметьте расположение отверстий, которые необходимо просверлить.




PL: X - Odpowiednia wysokość
EN: X - Suitable height
CZ: X - Přiměřená výška
DE: X - Passende Höhe
RU: X - Соответствующая высота

4.

PL: Ustaw pozycję na ścianie.
EN: Mark position on the wall.
CZ: Nastavte polohu na stěně.

DE: Markierung position an der Wand.
RU: Положение на стене.




PL: Ustaw pozycję na podłodze.
EN: Mark position on the floor.
CZ: Nastavte polohu na podlaze.

DE: Markierung position auf dem Boden.
RU: Положение на полу.

PL: Ustaw pozycję na ścianie.
EN: Mark position on the wall.
CZ: Nastavte polohu na stěně.

DE: Markierung position an der Wand.
RU: Положение на стене.



5.


PL: Dopasuj cztery otwory z płytą montażową, nałóż podkładki i zablokuj wkrętami M8*60mm. Wkręty znajdują się w paczce z siedziskiem prysznicowym Trago.

EN: Align position of four holes with the hanging board, install the washers and lock it with the M8*60mm screw bolts. The bolts are in the accessory bag of the frame.

CZ: Vyrovnějte čtyři otvory s montážní deskou, nasadte podložky a zajistěte šrouby M8*60 mm. Šrouby jsou přiloženy v balíku se sprchovým sedátkem Trago.

DE: Montageplatte an den vier Löchern ausrichten, Unterlegscheiben aufsetzen und mit M8*60mm Schrauben sichern. Schrauben befinden sich im Zubehörpaket, das dem Trago-Duschsitz beiliegt.

RU: Совместите четыре отверстия с монтажной пластиной, наденьте шайбы и зафиксируйте винтами M8*60мм. Винты есть в комплекте с сиденьем для душа Trago.

**6.**


PL: Umieść siedzisko prysznicowe na środku płytki montażowej. Siedzisko powinno być stabilnie osadzone na płytce.

EN: Put the shower seat on the middle of the hanging board. Seat should be firmly settled on the hanging board.

CZ: Sedátko do sprchy umístěte do středu montážní desky. Sedátko musí být pevně usazeno na desce.

DE: Duschsitz in der Mitte der Montageplatte platzieren. Der Sitz sollte fest auf der Platte aufliegen

RU: Поместите сиденье для душа в центр монтажной пластины. Сиденье должно плотно размещено на пластине.

**7.**


PL: Dokręć mocowanie dwoma śrubkami M6*14.3 za pomocą klucza imbusowego.

EN: Tighten the two M6*14.3 screws with the hexagon wrench.

CZ: Držák utáhněte dvěma šrouby M6*14.3 pomocí imbusového klíče.

DE: Die Befestigung mit zwei M6*14,3 Schrauben mit einem Inbusschlüssel anziehen.

RU: Затяните крепление двумя винтами M6*14,3 с помощью шестигранного ключа.

**8.**


PL: Ciesz się z Twojego nowego siedziska.

EN: Enjoy showering with the shower seat.

CZ: Radujte se Vaším novým sedátkem.

DE: Genießen Sie Ihren neuen Duschsitz.

RU: Наслаждайтесь своим новым сиденьем.



UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

Ze względów bezpieczeństwa użytkowania, siedzisko powinno być zainstalowane wyłącznie na ścianie wykonanej z betonu, która będzie w stanie zapewnić odpowiednią nośność produktu.

Elementy montażowe (kołki i wkręty) dostępne w zestawie są odpowiednie jedynie w przypadku montażu na ścianie betonowej.

Po zainstalowaniu siedziska należy sprawdzić jego stabilność. Nie przekraczać maksymalnego obciążenia zalecanego przez producenta.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu lub zastosowanie przez instalatora nieodpowiednich dla danego rodzaju ściany elementów montażowych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Powierzchnię należy czyścić z użyciem ciepłej wody za pomocą miękkiej zwilżonej szmatki z mydłem.

Nie używać silnych detergentów i środków żrących mogących spowodować uszkodzenie powierzchni siedziska. W celu czyszczenia osadzającego się kamienia i zabrudzeń na powierzchni, zaleca się mycie siedziska przynajmniej raz w tygodniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do zaleceń opisanych w instrukcji.

GENERAL REMARKS FOR INSTALLATION

Due to the safety reasons, the seat should only be installed on a solid wall made of concrete or with reinforced structure, which will be able to ensure appropriate product's load capacity.

The mounting elements (plugs and screws) included in the set are suitable only for installation on a solid concrete wall.

Once installation is completed, stability and functionality should be tested. Do not exceed the maximum load recommended by the manufacturer.

The manufacturer accepts no liability for damages resulting from improper assembly or installation by the installer, which is unsuitable for a given type of wall.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the surface with warm water using a soft cloth moistened with mild detergent.

Do not use harsh detergents and corrosive chemicals that may damage the seat surface.

In order to clean hard water deposits and dirt on the surface, it is recommended to clean the seat at least once a week.

The manufacturer accepts no liability for damages resulting from non-compliance with the described instructions.

OBECNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ

Pro zajištění bezpečného používání je nutné sedátko montovat výhradně na stěnách z betonu, které budou schopny zajistit potřebnou nosnost výrobku.

Montážní díly (hmoždinky a šrouby), které jsou součástí balení, jsou určeny pouze pro montáž na stěnách z betonu.

Po namontování sedátka ověřte jeho stabilitu. Nepřekračujte maximální zatížení doporučené výrobcem.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vyplývající z nesprávně provedené montáže nebo použití nevhodných montážních prvků pro určitý typ stěny při montáži.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrch čistěte teplou vodou a navlhčenou měkkou látkou s mýdlem.

Nepoužívejte silné detergenty ani žíravé prostředky, které by mohly poškodit povrch sedátka.

Aby nedocházelo k usazování kamene a nečistot na jeho povrchu, je doporučeno mýt sedátko alespoň jednou týdně.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení doporučení uvedených v návodu.

ALLGEMEINE EINBAU ANMERKUNGEN

Aus Sicherheitsgründen darf der Sitz ausschließlich an die Wand aus Beton mit genügender Tragfähigkeit eingebaut werden.

Die im Montageset enthaltenen Befestigungselemente (Dübel und Schrauben) sind nur zur Montage an einer Wand aus einer Betonwand geeignet.

Überprüfen Sie nach dem Einbau des Sitzes dessen Stabilität. Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller empfohlene Höchstbelastung.

Der Hersteller wird niemals eine Verantwortung für Schäden übernehmen, entstanden bei fehlerhafter Installation oder bei Anwendung durch den Installateur der an Wandmaterial nicht geeigneten Montageelemente.

REINIGUNG UND WARTUNG

Die Oberfläche sollte mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch mit Seife gereinigt werden.

Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel oder ätzende Mittel, da die Oberfläche beschädigt werden kann.

Um die Oberfläche vom Kalk und Schmutz sauber zu behalten, wird empfohlen, den Sitz mindestens einmal pro Woche zu waschen.

Der Hersteller wird niemals Verantwortung für Schäden übernehmen, die durch Missachtung der im Handbuch beschriebenen Anweisungen entstehen.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО МОНТАЖУ

В целях безопасности сиденье следует устанавливать только на бетонной, которая сможет обеспечить максимальную нагрузку на изделие.

Доступные в комплекте крепежные элементы (дюбели и шурупы) подходят только для монтажа на бетонной.

После установки сиденья необходимо проверить его стабильность. Не превышайте максимальную нагрузку, рекомендованную производителем.

Производитель не несет ответственности за повреждения возникшие в результате не правильного монтажа или использование не подходящих монтажных элементов для установки на данным типе стены.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистите поверхность теплой водой с помощью мягкой влажной ткани и мыла.

Не используйте агрессивные моющие и едкие вещества, которые могут повредить поверхность сиденья.

Для очистки камня и грязи с поверхности рекомендуется чистить сиденье не реже одного раза в неделю.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций, описанных в инструкциях.

EXCELLENT

Excellent SA
32-003 Podłęże 662

Tel.: 12 657 18 87
e-mail: lazienki@excellent.com.pl

www.excellent.com.pl